

Das Wichtigste in Kürze!

Interne Qualitätskontrolle (Quelle: www.qualab.ch)

- Interne Qualitätskontrolle (IQC) ist obligatorisch.
- Einfache Geräte wie Drichem, QuikRead, Coagucheck alle 2 Wochen.
- Komplexe Geräte wie Sysmex KX21, Micros täglich.
- Kontrollbereich: aus den Angaben der Qualab und des Herstellers.
- Alarm: bei Überschreiten der 3s Grenze und bei zwei aufeinanderfolgenden Werten über der 2s Grenze.
- Dokumentation 5 Jahre aufbewahren.

Externe Qualitätskontrolle (Quelle: www.mqzh.ch)

- Die Teilnahme an der externen Qualitätskontrolle ist in der Schweiz obligatorisch.
- Immer alle ZSR/GLN Nummern dem QKZ melden.
- Das Qualitätskontrollzentrum (QKZ) schickt regelmässig Kontrollproben an die Teilnehmer.
- Diese messen die Probe und schicken die Resultate ans QKZ zurück.
- Das QKZ schickt den Teilnehmern Auswertungen aufgrund der festgelegten Maximal-Toleranzen der Qualab.
- Das QKZ schickt den Teilnehmern jährlich ein Zertifikat.

